

DANH MỤC

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Hãng/ Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Thành tiền	Phân nhóm TT14
I	Sinh phẩm, hóa chất								
1	Bộ Kit chẩn đoán invitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARS-CoV-2) Tên thương mại: 1 Copy COVID-19 qPCR Triplex Kit	- Phát hiện được vùng gen E và gen N đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2. - Kit xét nghiệm thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp. - Chứng dương và chứng âm kèm theo.	Hộp/100 test	Test	1Drop Inc., Hàn Quốc	10.700			4
2	Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE ® Maga DNA/RNA Genome Extraction Kit, 96 test (dùng cho máy Bioer NPA 96)	Mẫu đầu vào : huyền dịch, dịch phết, dịch nuôi cấy tế bào và vi khuẩn, mẫu quét bề mặt. Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách chiết khác nhau. Lượng mẫu đầu vào: 200 µL. Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 phút với lượng mẫu từ 1-96 mẫu. Hiệu suất cao. Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.2. Tiện lợi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit. Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm. Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL.	96 mẫu/Hộp	Hộp	ABT - Việt Nam	130			

3	Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE® Maga DNA/RNA Genome Extraction Kit, 96 test (dùng cho máy Tanbead 96)	Mẫu đầu vào : huyền dịch, dịch phết, dịch nuôi cấy tế bào và vi khuẩn, mẫu quét bề mặt. Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách chiết khác nhau. Lượng mẫu đầu vào: 200 µL. Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 phút với lượng mẫu từ 1-96 mẫu. Hiệu suất cao. Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.2. Tiện lợi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit. Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm. Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL.	96 mẫu/Hộp	Hộp	ABT - Việt Nam	59			
4	Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu (Tên thương mại: Flowflex SARS-COV-2 Antigen Rapid Test)	- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên đã được Bộ Y tế cấp số đăng kí, cấp phép nhập khẩu, hoặc; - Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên đạt độ nhạy ≥ 80% và độ đặc hiệu ≥ 97% so với xét nghiệm Realtime RT-PCR thuộc danh sách khẩn cấp (EUL) của Tổ chức Y tế Thế giới, FDA Hoa Kỳ thẩm định và khuyến cáo	25 test/ hộp	Test	Acon Biotech (Hangzhou)/ China	25.675			4
II	Vật tư y tế tiêu hao								
4	Strip Tubes and Caps, 0.1 ml	Tube thành mỏng, nắp phẳng, không màu,	1000 cái/gói	Gói	Quiagene	12			
5	PCR Tubes 0.2 ml (Dòng máy AriaDX)	Vật liệu: Nhựa PP Kiểu nắp: Phẳng hoặc lõm Kiểu tuýp: Dây 8 tube (nắp dính trên tube) Thể tích: 0.2 ml	120 sets/ box	Hộp	Gunster - Đà Loan	12			
6	Đầu tip có lọc, tiệt trùng 1000µL	Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phân lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng	Hộp 96 tip	Hộp	ABT - Việt Nam	100			

7	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 200 μ L	Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phần lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO	Hộp 96 tip	Hộp	ABT - Việt Nam	100			
8	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 100 μ L	Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phần lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO	Hộp 96 tip	Hộp	ABT - Việt Nam	100			
9	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 20 μ L	Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phần lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO	Hộp 96 tip	Hộp	ABT - Việt Nam	100			
10	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 10 μ L	Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phần lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO	Hộp 96 tip	Hộp	ABT - Việt Nam	100			
III	Vật tư phục vụ tiêm chủng Covid-19								
12	Bơm tiêm 1 ml Kim 25Gx1'	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 25Gx1' dùng tiêm chủng vaccin'; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc.		Chiếc	Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam	1.005.000			5

13	Bơm tiêm 5 ml Kim 22G1 x 1/2	<p>Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 22G1x1/2</p> <p>Không có chất gây sốt (pyrogene).</p> <p>Không có các yếu tố ngoại lai tại bề mặt phía trong của bơm tiêm nơi tiếp xúc với dung dịch tiêm truyền.</p> <p>Khi trục piston ở tư thế lỏng hoàn toàn vào trong xy lanh của bơm tiêm thì vạch chuẩn của piston phải khớp với vạch số 0 của thang chia.</p> <p>Khi sử dụng, khí và dung dịch tiêm không được lọt qua gioăng (đầu bịt piston).</p>		Chiếc	Mediplast (Vinamed) Việt Nam	39.000			5
14	Hộp giấy an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng	<p>Chất liệu: Giấy Duplex cán màng PE chống thấm nước và kháng khuẩn.</p> <p>Màu sắc: Màu vàng</p> <p>Kích thước: 150 x 120 x 270</p> <p>Dung tích: 5L</p>		Chiếc	Mediplast (Vinamed) Việt Nam	4.820			6
Tổng cộng: 14 khoản									