

DANH MỤC
(Đính kèm Công văn số /KSBT-TMS ngày tháng 11 năm 2021 của TTKSBT)

STT	Tên hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá có VAT	Thành tiền	Tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa	Phân nhóm TT14	Hãng SX/NSX
1	Môi trường vận chuyển mẫu (VTM) 3ml Cung cấp bao gồm: 01 ống VTM 3ml đựng trong ống 15ml vô trùng	Ống	Ống	11.000			Môi trường vận chuyển Virus Sars-CoV-2 gồm: Ống môi trường bảo quản, vận chuyển virus: Ống ly tâm 15 ml đã tiệt trùng (từ nhựa PP 16x100mm) chứa 3ml môi trường vận chuyển Vi Rút	5	LABone-Việt Nam
2	Môi trường vận chuyển mẫu (VTM) 5ml Cung cấp bao gồm: 01 ống VTM 5ml đựng trong ống 15ml vô trùng (gộp 10)	Ống	Ống	3.000			Môi trường vận chuyển mẫu (có chất bất hoạt virus)- (VTM-N) Thể tích: 5ml Thành Phần môi trường: • Đệm Tris-HCl • Đệm EDTA • Chất bất hoạt virus GuSCN -Phenol red Bảo quản: Nhiệt độ phòng Cung cấp bao gồm: 01 ống VTM 5ml đựng trong fancel 15 ml vô trùng	5	LABone-Việt Nam
3	Bộ Kit chẩn đoán invitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARS-CoV-2) Tên thương mại: 1 copyTMCVID-19 qPCR Triplex Kit	Hộp/100 test	Test	20.000			-Phát hiện được vùng gen E và gen N đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2. - Kit xét nghiệm thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp. - Chứng dương và chứng âm kèm theo. - Thời gian chạy trong vòng 50 phút trên các dòng máy phổ biến CFX96,ABI7500,Quantstudio 5,Qtower3,Rotor Gene-Q,LC480... -Có sử dụng chứng nội IPC - GAPDH để kiểm soát toàn bộ quy trình -Giới hạn phát hiện 5 Copies/Phản ứng -Chứng nhận: CE-IVD -ISO: 13485: 2016 - Note: khi mua 1 kit sẽ được tặng kèm theo : 1 que tự hầu + 1 que họng + 1 strip (dây strip 8 ống 0.2ml kèm nắp bằng nhựa, loại trong, 125 dây/gói, HSX: Biocomma Limited (Tube PCR (125 Strip * 8 ống))	4	1 Drop Inc/Hàn Quốc

4	Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE® Maga DNA/RNA Genome Extraction Kit, 96 test (đùng cho máy Bioer NPA 96)	96 mẫu/Hộp	Hộp	135		Mẫu đầu vào : huyền dịch, dịch phết, dịch nuôi cấy tế bào và vi khuẩn, mẫu quét bề mặt. Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách chiết khác nhau. Lượng mẫu đầu vào: 200 µL. Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 phút với lượng mẫu từ 1-96 mẫu. Hiệu suất cao. Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.2. Tiện lợi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit. Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm. Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL.		ABT-Việt Nam
5	Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE® Maga DNA/RNA Genome Extraction Kit, 96 test (đùng cho máy Tanbead 96)	96 mẫu/Hộp	Hộp	132		Mẫu đầu vào : huyền dịch, dịch phết, dịch nuôi cấy tế bào và vi khuẩn, mẫu quét bề mặt. Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách chiết khác nhau. Lượng mẫu đầu vào: 200 µL. Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 phút với lượng mẫu từ 1-96 mẫu. Hiệu suất cao. Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.2. Tiện lợi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit. Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm. Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL.		ABT-Việt Nam
6	Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ty hầu (Tên thương mại Flowflex SARS-COV-2 Antigen Rapid test)	Hộp/25 test	Test	28.600		- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên đã được Bộ Y tế cấp số đăng kí, cấp phép nhập khẩu, hoặc; - Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên đạt độ nhạy ≥ 80% và độ đặc hiệu ≥ 97% so với xét nghiệm Realtime RT-PCR thuộc danh sách khẩn cấp (EUL) của Tổ chức Y tế Thế giới, FDA Hoa Kỳ thẩm định và khuyến cáo	4	SX bởi Cty ACON Laboratories, Inc Mỹ
7	Strip Tubes and Caps, 0.1 ml	1000 cái/gói	Gói	10		Tube thành mỏng, nắp phẳng, không màu,		Qiagen/Đức
8	PCR Tubes 0.2 ml (dòng máy AriaDX và Dòng máy Dtprime)	120set/hộp	hộp	25		Vật liệu: Nhựa PP Kiểu nắp: Phẳng hoặc lồi Kiểu tuýp: dây 8 tube Thể tích: 0.2 ml		SSI/Mỹ
9	Đầu tip có lọc, tiệt trùng 1000µL	Hộp 96 tip	Hộp	300		Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phân lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng	Không áp dụng	Jiangsu Huida, TQ
10	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 200µL	Hộp 96 tip	Hộp	300		Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phân lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng	Không áp dụng	Jiangsu Huida, TQ
11	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 100µL	Hộp 96 tip	Hộp	300		Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phân lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng	Không áp dụng	Jiangsu Huida, TQ
12	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 20µL	Hộp 96 tip	Hộp	300		Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phân lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng	Không áp dụng	Jiangsu Huida, TQ

13	Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 10μL	Hộp 96 tip	Hộp	300		Đầu tips được làm từ nhựa PP. Phân lọc được làm từ HDPE Được khử trùng bằng EO Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng	Không áp dụng	Jiangsu Huida, TQ
	Tổng cộng: 13 khoản					9.999.647.500		
<i>Số tiền bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi bảy ngàn, năm trăm đồng chẵn</i>								